



Seringues Haute Pression pour injecteurs de produit de contraste



- **Gamme complète de seringues compatibles avec tous les injecteurs pour scanner et IRM du marché: Medrad - Medtron - Nemoto, etc.**
- **Kits pour injecteurs simple tête et double tête**
- **Haute Pression: 350psi (pression maximum de l'injecteur: 300psi)**
- **Kits complets avec tubulure et tube de remplissage rapide.**
- **Valves anti-reflux disponibles.**
- **Tubulures additionnelles disponibles**

Contact: frederic.jean@multi-g.com - Tel: +33 783 99 51 12





Seringue Haute Pression pour injecteurs de produit de contraste

Référence	Capacité	Modèle d'injecteur
ANT100101	200ml	Medrad/Bayer Envision, Vistron CT
ANT100102	200ml	Medrad/Bayer Stellant single head
ANT100103	125ml	Medrad/Bayer Envision, Vistron CT
ANT100104	2 x 200ml	Medrad/Bayer Stellant Dual head
ANT100106	190ml	Imaxeon Salient Single Head
ANT100110	200ml	Medrad/Bayer Stellant Dual head
ANT100111	2 x 190ml	Imaxeon Salient Dual head
ANT100201	150ml	Medrad/Bayer Mark V
ANT100202	200ml	Medrad/Bayer Mark V
ANT10020	60ml	Medrad/Bayer Mark V
ANT100204	130ml	Medrad/Bayer Mark IV
ANT100205	150	Medrad/Bayer Mark 7 Arterion
ANT100301	2 x 65ml	Medrad/Bayer Spectris MR
ANT100302	1x65ml / 1x115ml	Medrad/Bayer Spectris Solaris MR
ANT300101	150ml	Nemoto A60, A300
ANT300102	200ml	Nemoto A60, A300
ANT300103A	100ml	Nemoto Dual Shot
ANT300103B	60ml	Nemoto Dual Shot
ANT300104A	200ml	Nemoto Dual Shot
ANT300104B	60ml	Nemoto Dual Shot
ANT400104	200ml	Medtron Accutron CT
ANT400105	2 x 200ml	Medtron Accutron CT-D
ANT400203	200ml	Medtron Accutron HP-D
ANT400303	2 x 65ml	Medtron Accutron MR
ANT400111	2 x 200ml	Medtron Accutron CT-D
TUB150	150 cm	Tubulure spiralée
TUB150Y	150 cm	Tubulure spiralée en Y
VAR	-	Valve anti-reflux

Liste non exhaustive.

Contactez-nous si votre injecteur de scanner ou IRM ne figure pas dans cette liste, nous disposons de seringues compatibles avec **tous les injecteurs du marché.**

Tous les kits incluent tubulure et tube de remplissage rapide en J.

Compatibilité garantie à 100%.

Contact:
frederic.jean@multi-g.com



WhatsApp:
+33 783 99 51 12

